

PWT-UPWT Nachfüllpackung



Relevante Branchen

- Automobil
- Schiene
- Handelsschifffahrt
- Kriegsmarine
- Zementwerk
- Stahlindustrie, Bearbeitung
- Energieerzeugung
- Bergbau
- Bauwesen
- Luft- und Raumfahrt
- Verteidigung
- Bildung
- Papierindustrie
- Agrarindustrie
- Öl und Gas
- Chemie
- Allgemeine Industrie
- Analysedienst

Das Nachfüllpackung für PreciWaterTest und UltraPreciWaterTest enthält alle Reagenzien und Verbrauchsmaterialien, die notwendig sind, um unter optimalen Bedingungen 50 Wassergehaltstests durchzuführen und dabei präzise und zuverlässige Ergebnisse zu

gewährleisten.

Es enthält:

- **WT9200:** WT-Reagenz – Flasche mit 50 Kapseln (1 Stück)
- **WT9206:** DP-Lösungsmittel – 500 ml (1 Stück)
- **SER02:** 2 ml Kunststoffspritze – 2-teilige Ausführung (2 Stück)
- **SER05:** 5 ml Kunststoffspritze – 2-teilige Ausführung (2 Stück)
- **SER10:** 10 ml Kunststoffspritze – 2-teilige Ausführung (2 Stück)
- **SER20:** 20 ml Kunststoffspritze – 2-teilige Ausführung (2 Stück)
- **DP6116:** Pasteurpipette (2 Stück)
- **DP6140:** Reinigungsflüssigkeit – 500 ml (1 Stück)

Dieses Paket ist kompatibel mit den folgenden GESERCO-Geräten::

- PreciWaterTest
- UltraPreciWaterTest
- Aquatest

Reagenzien unterliegen Transportbeschränkungen: UN1402 Klasse 4.3

Produktcode

PWT-UPWT Nachfüllpackung: PP9108