

Solvente DP

Solvente para la prueba de contenido de agua



Botella de 500 ml de solvente DP para medir el contenido de agua.

La solución WT2 es un solvente anhidro para diluir muestras de fluidos para medir su contenido de agua. La solución WT2 es especialmente adecuada para analizar fluidos contaminados o viscosos (aceites oscuros, combustibles pesados, aceite combustible, grasas, etc.).

El solvente DP es compatible con los siguientes reactivos GESERCO:

- Reactivo WT: WT9200

El solvente DP se puede usar con los aparatos GESERCO siguientes:

- Aquatest
- PreciWaterTest
- UltraPreciWaterTest
- WaterTest

Código del producto

Solvente DP: WT9206